

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 313-074

Kit di pesi, E2, 1 mg - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-082-400	Valigetta di plastica 313-082-400 (per valori nominali bis 5 kg per classi E1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-707	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-707
921-306	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-306
962-306	Certificato di calibrazione DAkkS 962-306
962-306R	Ricalibrazione DAkkS 962-306R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi