

KERN 313-074

KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg - 2 kg, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique



Étuis optionnels

Étui - plastique Référence 313-082-400

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761080980

Numéro de marchandise 84239090

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

Système de mesure

Poids de contrôle OIML classe	E2
Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Nombre de poids	27
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Type d'ajustage	Polissage

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkks	962-306
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-306

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	8 kg
Poids d'expédition	7,69 kg