

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 313-076

Juego de pesas, E2, 1 mg - 2 kg, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-070-600	Estuche para pesa de aluminio 313-070-600 (para valores nominales 1 mg - 2 kg para clases E1 - M1 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-707	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-707
921-306	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-306
962-306	Certificado de calibración DAkkS 962-306
962-306R	Recalibración DAkkS 962-306R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables