

KERN 313-076

KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg - 2 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	6 kg
Poids brut env.	6 kg
Poids d'expédition	5,55 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	313-070-600
----------------------------	-------------

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E2

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	278×180×138 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli (OIML)
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-306
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-306
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-306

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	278×180×138 mm
Poids net	5,15 kg