

KERN 313-076

KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg - 2 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

Système de mesure

Poids de contrôle OIML classe	E2
Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	278×180×138 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Type d'ajustage	Polissage

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-306
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-306

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	278×180×138 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	6 kg
Poids brut env.	6 kg
Poids d'expédition	5,55 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	313-070-600
----------------------------	-------------

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761223530
Numéro de marchandise	84239090
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

