

Brochure produit

07.08.2026

# KERN 313-08

Jeu de poids, E2, 1 mg - 5 kg, Bouton, inox poli, dans une caisse en bois

FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

## PICTOGRAMMES

De série

Option



## ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-080-100 | Étui de poids en bois 313-080-100 (pour les valeurs nominales 1 mg - 5 kg   pour les classes E1+E2+F1   pour la forme de poids Bouton/compact) |

## SERVICES

| Modèle   | Description                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 920-708  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-708,        |
| 921-307  | Écart positif garanti ( $> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-307 |
| 962-307  | Certificat d'étalonnage DAkKS 962-307                                |
| 962-307R | Réétalonnage DAkKS 962-307R                                          |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables