

Productbrochure

07.08.2026

KERN 313-08

Gewichtenset, E2, 1 mg - 5 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-080-100	Houten gewichtsetui 313-080-100 (voor nominale waarden 1 mg - 5 kg voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-708	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-708
921-307	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-307
962-307	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-307
962-307R	DAkKS-rekalibratie 962-307R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen