

# KERN 313-080-400

**KERN**

Estuche de plástico para conjuntos de pesos (Botão/compacto, <= 5 kg)



Classificação REACH

sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M3
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto
Estojo adequado para valores de peso nominal	<= 5 kg

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Material	plásticos
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	5 kg

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envio	4 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761077966
Número de mercadoria	84239090