

KERN 313-080-600

Aluminiumgeschütztes Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, 1 mg - 5 kg)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M1
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 mg - 5 kg
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	460×260×200 mm
Material	Aluminium
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	1 mg
Etui - Größtes mögliches Gewicht	5 kg

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	460×260×200 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,8 kg
Versandgewicht	4,8 kg

Piktogramme

STANDARD

