

KERN 313-080-600

KERN

Estojo protegido por alumínio para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 5 kg)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M1
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 5 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	460×260×200 mm
Material	alumínio
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	5 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	460×260×200 mm
Peso líquido	3,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envio	4,8 kg

Pictogramas

STANDARD

