

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 3 13-082-400

Estojo de plástico para juegos de pesas (Botón/compacto, bis 5 kg)

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- Maletín de plástico para juegos de pesas con fraccionamiento estándar, pero no para pesas fundidas

PICTOGRAMAS

Estándar



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
315-242	Pinzas 315-242 (poliamida 100 mm)
315-243	Pinzas 315-243 (acero inoxidable 105 mm)
317-280	Guantes 317-280 (algodón, 1 par)
318-270	Cepillos 318-270
328-222-410	Estuche para pesa 328-222-410 (para valores nominales 1 mg - 5 g para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día