

KERN 313-082-400

KERN

Estuche de plástico para conjuntos de pesos (Botão/compacto, bis 5 kg)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	bis 5 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Material	plásticos
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	5 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envio	4 kg