

Brochure produit

07.08.2026

KERN 313-084

Jeu de poids, E2, 1 mg - 5 kg, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-082-400	Valise en plastique 313-082-400 (pour les valeurs nominales bis 5 kg pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-708	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-708,
921-307	Écart positif garanti (> +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-307
962-307	Certificat d'étalonnage DAkKS 962-307
962-307R	Réétalonnage DAkKS 962-307R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables