

Brochure del prodotto

07.08.2026

# KERN 313-084

Kit di pesi, E2, 1 mg - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica

ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



## CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

## PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



## ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-082-400 | Valigetta di plastica 313-082-400 (per valori nominali bis 5 kg   per classi E1 - M3   per formato Bottone/compact) |

## SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 920-708  | Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-708    |
| 921-307  | Scostamento positivo garantito ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-307 |
| 962-307  | Certificato di calibrazione DAkkS 962-307                    |
| 962-307R | Ricalibrazione DAkkS 962-307R                                |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi