

Productbrochure

08.08.2026

KERN 313-086

Gewichtenset, E2, 1 mg - 5 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-080-600	Aluminium gewichtsetui 313-080-600 (voor nominale waarden 1 mg - 5 kg voor klassen E1 - M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-708	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-708
921-307	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-307
962-307	DAkS Kalibratiecertificaat 962-307
962-307R	DAkS-rekalibratie 962-307R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen