

KERN 313-086

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Versandgewicht 23 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-080-600

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	460×260×200 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-307
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-307
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-307

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	460×260×200 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Bruttogewicht ca.	24 kg