

# KERN 313-086

**KERN**

Jeu de poids, E2, 1 mg - 5 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Poids brut env.	24 kg
Poids d'expédition	23 kg

## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	313-080-600
----------------------------	-------------

## Pictogrammes

### STANDARD



1 DAY

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 5 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E2

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	460×260×200 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli (OIML)
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-307
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-307
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-307

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	460×260×200 mm
Poids net	18 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	18 kg