

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 313-09

Juego de pesas, E2, 1 mg - 10 kg, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de madera

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-090-100	Estuche para pesa de madera 313-090-100 (para valores nominales 1 mg - 10 kg para clases E1+E2+F1 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-709	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-709
921-308	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-308
962-308	Certificado de calibración DAkkS 962-308
962-308R	Recalibración DAkkS 962-308R

Resumen de pictogramas de KERN



Envío de paletas: el plazo de entrega interno del producto es de dos días



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables