

# KERN 313-090-100

**KERN**

Cofanetto in legno per pesiere (Bottone/compact, 1 mg - 10 kg)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

## Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1+E2+F1
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 10 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

## Design

Dimensioni (L×P×A)	540×200×240 mm
Materiale	faggio
Valigia - Peso minimo possibile	1 mg
Caso - Peso massimo possibile	10 kg

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	540×200×240 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	11 kg
Peso di spedizione	10,5 kg

## Pittogrammi

STANDARD

