

KERN 313-090-100

KERN

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 10 kg)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1+E2+F1
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 10 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	540×200×240 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	10 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	540×200×240 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	11 kg
Peso de envio	10,5 kg