

# KERN 313-096

# KERN

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Versandgewicht 28 kg

## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-090-600

## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	610×260×235 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-308
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-308
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-308

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	610×260×235 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Bruttogewicht ca.	28 kg