

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 314-02

Kit di pesi, E2, 1 g - 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-020-100	Astuccio per peso in legno 313-020-100 (per valori nominali 1 mg - 50 g per classi E1+E2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-710	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-710
921-315	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-315
962-315	Certificato di calibrazione DAkkS 962-315
962-315R	Ricalibrazione DAkkS 962-315R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi