

KERN 314-02

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,78 kg

Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer	313-020-100
---------------------------	-------------

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	314

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	8
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-315
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-315
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-315

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×140×65 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg