

KERN 314-020-600

KERN

Estojo protegido por alumínio para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 g - 50 g)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Malas & Estojos |
| Grupo de produto | Estojo protegido por alumínio |

Sistema de medição

| | |
|--|----------------|
| Estojo adequado para as aulas da OIML | E1 - M2 |
| Estojo adequado para valores de peso nominal | 1 g - 50 g |
| Desenho de peso adequado para a caixa | Botão/compacto |

Desenho

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensões (L×P×A) | 165×120×75 mm |
| Material | alumínio |
| Estojo - Peso mais pequeno possível | 1 g |
| Estojo - Maior peso possível | 50 g |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 165×120×75 mm |
| Peso líquido | 0,45 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,45 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,45 kg |
| Peso de envio | 0,45 kg |