

Brochure produit

07.08.2026

# KERN 314-024

Jeu de poids, E2, 1 g - 50 g, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique

FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-052-400 | Valise en plastique 313-052-400 (pour les valeurs nominales bis 500 g   pour les classes E1 - M3   pour la forme de poids Bouton/compact) |

SERVICES

| Modèle   | Description                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 920-710  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-710,     |
| 921-315  | Écart positif garanti (> +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-315 |
| 962-315  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-315                             |
| 962-315R | Réétalonnage DAkkS 962-315R                                       |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables