

Brochure produit

07.08.2026

# KERN 314-03

Jeu de poids, E2, 1 g - 100 g, Bouton, inox poli, dans une caisse en bois


FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-030-100 | Étui de poids en bois 313-030-100 (pour les valeurs nominales 1 mg - 100 g   pour les classes E1+E2   pour la forme de poids Bouton/compact) |

SERVICES

| Modèle   | Description                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 920-711  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-711,     |
| 921-316  | Écart positif garanti (> +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-316 |
| 962-316  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-316                             |
| 962-316R | Réétalonnage DAkkS 962-316R                                       |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables