

KERN 314-03

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g - 100 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	313-030-100
---------------------------	-------------

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	314

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Aantal gewichten	9
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-316
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-316
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-316

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst