

KERN 314-030-600

KERN

Étui protégé en aluminium pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 g - 100 g)



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Valises & Étuis |
| Groupe de produit | Étui protégé en aluminium |

Système de mesure

| | |
|--|----------------|
| Étui adapté aux classes OIML | E1 - M2 |
| Forme de poids appropriée pour l'étui | Bouton/compact |
| Étui adapté aux valeurs nominales de poids | 1 g - 100 g |

Forme de construction

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensions (L×P×H) | 165×125×75 mm |
| Matériau | aluminium |
| Étui - Plus petit poids possible | 1 g |
| Étui - Poids le plus élevé possible | 100 g |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 165×125×75 mm |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,45 kg |
| Poids brut env. | 0,45 kg |
| Poids d'expédition | 0,45 kg |

Informations sur le produit

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761223264 |
| Numéro de marchandise | 84239090 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |