

Productbrochure

08.08.2026

KERN 314-036

Gewichtenset, E2, 1 g - 100 g, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-030-600	Aluminium gewichtsetui 313-030-600 (voor nominale waarden 1 mg - 100 g voor klassen E1 - M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-711	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-711
921-316	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-316
962-316	DAkS Kalibratiecertificaat 962-316
962-316R	DAkS-rekalibratie 962-316R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen