

# KERN 314-040-600

**KERN**

Estojo protegido por alumínio para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 g - 200 g)



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 g - 200 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	190×130×80 mm
Material	alumínio
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 g
Estojo - Maior peso possível	200 g

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	190×130×80 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg