

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 314-044

Juego de pesas, E2, 1 g - 200 g, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-052-400	Estuche de plástico 313-052-400 (para valores nominales bis 500 g para clases E1 - M3 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-712	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-712
921-317	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-317
962-317	Certificado de calibración DAkkS 962-317
962-317R	Recalibración DAkkS 962-317R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables