

Brochure produit

08.08.2026

# KERN 3 14-046

Jeu de poids, E2, 1 g - 200 g, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



## PICTOGRAMMES

De série

Option



## ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-040-600 | Étui de poid en aluminium 313-040-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 200 g   pour les classes E1 - M1   pour la forme de poids Bouton/compact) |

## SERVICES

| Modèle   | Description                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 920-712  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-712,        |
| 921-317  | Écart positif garanti ( $> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-317 |
| 962-317  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-317                                |
| 962-317R | Réétalonnage DAkkS 962-317R                                          |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables