

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 314-056

Kit di pesi, E2, 1 g - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione





ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-050-600	Astuccio per peso in alluminio 313-050-600 (per valori nominali 1 mg - 500 g per classi E1 - M1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-713	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-713
921-318	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-318
962-318	Certificato di calibrazione DAkkS 962-318
962-318R	Ricalibrazione DAkkS 962-318R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi