

KERN 314-056

KERN

Conjunto de pesos, E2, 1 g - 500 g, Botão, aço inox polido, em caixa de alumínio



| | |
|-------------------|--------|
| Peso bruto aprox. | 2,0 kg |
| Peso de envio | 2 kg |

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 313-050-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto | OIML E2 |
| Família de produto | 314 |

Sistema de medição

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Avaliação da conformidade possível | ✓ |
| Peso de teste - valor nominal | 1 g - 500 g |
| OIML-conforme | ✓ |
| Peso de teste OIML classe | E2 |

Desenho

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Dimensões (L×P×A) | 210×140×98 mm |
| Forma de construção peso | Botão |
| Material | aço inox polido |
| Estojo do conjunto de pesos | em caixa de alumínio |

Serviços

| | |
|---|---------|
| Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação) | 952-318 |
| Número do artigo para calibração DAkkS | 962-318 |
| Número do artigo para desvio Plus garantido | 921-318 |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 210×140×98 mm |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 1,6 kg |