

Brochure produit

07.08.2026

# KERN 3 14-06

Jeu de poids, E2, 1 g - 1 kg, Bouton, inox poli, dans une caisse en bois

FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## PICTOGRAMMES

De série

Option



## ACCESSOIRES

| Modèle  | Description                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 921-319 | Écart positif garanti ( $> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-319 |
| 970-107 | Extension de garantie (+2 ans) 970-107                               |

## SERVICES

| Modèle   | Description                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 920-714  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-714,        |
| 921-319  | Écart positif garanti ( $> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-319 |
| 962-319  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-319                                |
| 962-319R | Réétalonnage DAkkS 962-319R                                          |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables