

Productbrochure

07.08.2026

KERN 314-06

Gewichtenset, E2, 1 g - 1 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
921-319	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-319
970-107	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-107

DIENTEN

Model	Beschrijving
920-714	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-714
921-319	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-319
962-319	DAkkS Kalibratiecertificaat 962-319
962-319R	DAkkS-rekalibratie 962-319R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen