

KERN 314-06

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	4,21 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	314

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×180×110 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	13
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-319
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-319
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-319

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×110 mm
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg