

Brochure produit

08.08.2026

KERN 314-066

Jeu de poids, E2, 1 g - 1 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-060-600	Étui de poid en aluminium 313-060-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 1 kg pour les classes E1 - M1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-714	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-714,
921-319	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-319
962-319	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-319
962-319R	Réétalonnage DAkkS 962-319R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables