

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 314-066

Kit di pesi, E2, 1 g - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-060-600	Astuccio per peso in alluminio 313-060-600 (per valori nominali 1 mg - 1 kg per classi E1 - M1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-714	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-714
921-319	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-319
962-319	Certificato di calibrazione DAkkS 962-319
962-319R	Ricalibrazione DAkkS 962-319R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi