

# KERN 314-066

**KERN**

Jeu de poids, E2, 1 g - 1 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 313-060-600

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761223189

Numéro de marchandise 84239090

Classification REACH pas de substances interdites

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	314

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 1 kg
Poids de contrôle OIML classe	E2
OIML-conforme	✓

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	230×140×110 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Type d'ajustage	Polissage

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-319
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-319

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	3,5 kg