

Folleto del producto

07.08.2026

# KERN 314-07

Juego de pesas, E2, 1 g - 2 kg, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de madera


ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-070-100 | Estuche para pesa de madera 313-070-100 (para valores nominales 1 mg - 2 kg   para clases E1+E2+F1   para forma constructiva Botón/compacto) |

SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 920-715  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-715  |
| 921-320  | Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-320 |
| 962-320  | Certificado de calibración DAkkS 962-320                    |
| 962-320R | Recalibración DAkkS 962-320R                                |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables