

Brochure produit

07.08.2026

KERN 314-07

Jeu de poids, E2, 1 g - 2 kg, Bouton, inox poli, dans une caisse en bois

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-070-100	Étui de poids en bois 313-070-100 (pour les valeurs nominales 1 mg - 2 kg pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-715	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-715,
921-320	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-320
962-320	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-320
962-320R	Réétalonnage DAkkS 962-320R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables