

# KERN 314-070-600

**KERN**

Aluminiumgeschütztes Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, 1 g - 2 kg)



## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

## Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M2
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 g - 2 kg
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	278×180×138 mm
Material	Aluminium
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	1 g
Etui - Größtes mögliches Gewicht	2 kg

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	278×180×138 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,4 kg