

# KERN 314-070-600

**KERN**

Étui protégé en aluminium pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 g - 2 kg)



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Marque                | KERN                      |
| Catégorie de produits | Valises & Étuis           |
| Groupe de produit     | Étui protégé en aluminium |

### Système de mesure

|  |                |
|--|----------------|
| Étui adapté aux classes OIML               | E1 - M2        |
| Étui adapté aux valeurs nominales de poids | 1 g - 2 kg     |
| Forme de poids appropriée pour l'étui      | Bouton/compact |

### Forme de construction

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (L×P×H)                  | 278×180×138 mm |
| Matériau                            | aluminium      |
| Étui - Plus petit poids possible    | 1 g            |
| Étui - Poids le plus élevé possible | 2 kg           |

### Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 278×180×138 mm   |
| Poids net                    | 1,25 kg          |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 1,4 kg           |
| Poids brut env.              | 1,4 kg           |
| Poids d'expédition           | 1,4 kg           |