

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 314-076

Kit di pesi, E2, 1 g - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-070-600	Astuccio per peso in alluminio 313-070-600 (per valori nominali 1 mg - 2 kg per classi E1 - M1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-715	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-715
921-320	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-320
962-320	Certificato di calibrazione DAkkS 962-320
962-320R	Ricalibrazione DAkkS 962-320R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi