

# KERN 314-076

**KERN**

Gewichtssatz, E2, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	5,55 kg

## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	313-070-600
--------------------------------	-------------

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	314

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	278×180×138 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-320
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-320
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-320

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	278×180×138 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg