

KERN 314-076

KERN

Conjunto de pesos, E2, 1 g - 2 kg, Botão, aço inox polido, em caixa de alumínio



Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 313-070-600

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761223172

Número de mercadoria 84239090

Classificação REACH sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	314

Sistema de medição

Peso de teste OIML classe	E2
Peso de teste - valor nominal	1 g - 2 kg
OIML-conforme	✓

Desenho

Dimensões (L×P×A)	278×180×138 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox polido
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Tipo de ajuste	Polimento

Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-320
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-320

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	278×180×138 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	5,55 kg