

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 314-08

Kit di pesi, E2, 1 g - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione

ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-080-100	Astuccio per peso in legno 313-080-100 (per valori nominali 1 mg - 5 kg per classi E1+E2+F1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-716	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-716
921-321	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-321
962-321	Certificato di calibrazione DAkkS 962-321
962-321R	Ricalibrazione DAkkS 962-321R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi