

Productbrochure

07.08.2026

KERN 314-08

Gewichtenset, E2, 1 g - 5 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-080-100	Houten gewichtsetui 313-080-100 (voor nominale waarden 1 mg - 5 kg voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-716	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-716
921-321	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-321
962-321	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-321
962-321R	DAkKS-rekalibratie 962-321R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen