

KERN 314-086

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g - 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



Verzendgewicht 18 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-080-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	314

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 5 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	460×260×200 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-321
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-321
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-321

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	460×260×200 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg